




Be Right™



Sedimentatore per AISE, NISE e AN-ISE sc

Codice articolo: LZY771

EUR Prezzo: Contatti

Spedizione entro 1 settimana

Il sedimentatore può essere utilizzato come soluzione di bypass. Il campione può essere lasciato passare attraverso il sedimentatore senza pre-filtrazione.

Specifiche tecniche

lingue dei manuali:	Foglio di istruzioni non verbali
lunghezza:	Piastra di installazione per montaggio a parete: 800 mm x 495 mm
Materiale:	PVC
Montaggio:	Installazione a parete (solo per interni).
Peso:	Sedimentatore incluso, solo piastra a parete: 14,7 kg
Strumento:	Adatto a tutti i sensori AISE, NISE e AN-ISE