



Be Right™



Soluzione standard di ammoniaca, 100 mg/L, 500 mL

Codice articolo: 2406549

EUR Prezzo: Contatti

Disponibile

Soluzioni standard per elettrodi ionoselettivi (ISE, Ion Selective Electrode) destinati alle analisi in laboratorio

Soluzione standard ISE. Ammoniaca, 100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST). Flacone da 500 mL

Tracciabile rispetto ai materiali di riferimento standard NIST

È essenziale che i risultati delle misure siano sempre affidabili. La qualità delle soluzioni standard utilizzate svolge un ruolo chiave.

Progettato per l'uso con i misuratori della gamma Hach e di altre marche.

Una misurazione accurata del pH comincia con una manutenzione attenta e una corretta calibrazione dell'elettrodo ionoselettivo.

Confezione pratica e durevole

Fornito in confezione ermetica per garantire la durata a magazzino.

Specifiche tecniche

Concentrazione:	100 mg/L ± 2 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (NIST)
Condizioni di stoccaggio:	10-25°C (proteggere dalla luce)
Descrizione:	Azoto ammoniacale, soluzione standard, 100 mg/l $\text{NH}_3\text{-N}$, 500 ml
Impostazioni confezione:	Flacone
Intervallo di servizio:	5 anni
note speciali:	Durata a magazzino dopo l'apertura, secondo le indicazioni di utilizzo e conservazione: 3 mesi
Parametro:	Ammonio
Piattaforma:	Soluzione
Volume / dimensioni pacco:	500 mL