



Be Right™



Tampone regolatore di forza ionica (ISA) per cloruro in Powder Pillows, 100 pz

Codice articolo: 2318069
EUR Prezzo: Contatti
Disponibile

Regolatore di forza ionica per cloruro per l'uso nelle determinazioni dell'ammonio mediante metodi con elettrodi. Ideale per la determinazione dei livelli molto bassi di cloruro. Elimina la maggior parte delle interferenze. Usare un Powder Pillow per ogni campione da 25 mL. Confezione da 100 Powder Pillows.

Specifiche tecniche

Concentrazione:	ISA
Impostazioni confezione:	Powder Pillows
Intervallo di servizio:	3 years
Parametro:	Chloride
Volume / dimensioni pacco:	100 /pk