



Be Right™



Modulo per calibrazione/verifica ICE-PIC 0,5 NTU

Codice articolo: 5222500

EUR Prezzo: Contatti

Spedizione entro 2 settimane

Può essere usato con gli strumenti 1720C e D. Verifica la calibrazione in meno di 60 secondi. Nessuna perdita di flusso del campione per completare una verifica e nessuna cellula campione da ricondizionare dopo la verifica.

Risparmio di tempo

La verifica è la più veloce disponibile e impiega meno di un minuto.

Facilità di utilizzo

Compatto e leggero, sempre pronto all'uso.

Precisione

±10% o migliore, e ogni dispositivo è fornito con un Certificato di precisione.

Ripetibilità

Ripetibilità eccezionale della prestazione da monitorare in modo preciso.

Accessibile

Un solo investimento, nessun materiale di consumo. Garanzia di un anno.

Contenuto della confezione

ICE-PIC, istruzioni.