



Be Right™



CUSTODIA DA CAMPO RESISTENTE, MEDIA Rugged field case (size medium)

Codice articolo: 8505500

EUR Prezzo: Contatti

Chiama per data di spedizione

Custodie da campo resistenti

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 2 outdoor probes with 5m cable.

La custodia da campo resistente è caratterizzata da inserti in espanso sagomati per riporre in modo sicuro misuratore, sonde e accessori. Per due sonde resistenti con cavo da 5 m.

Le custodie da campo resistenti e di lunga durata All-in-One sono comode e spaziose per contenitori di raccolta campioni, misuratore e sonde resistenti

Inserti in espanso sagomati di lunga durata per riporre in modo sicuro misuratore e sonde

Specifiche tecniche

Dimensioni (H x L x P): 420 mm x 458 mm x 216 mm