



Be Right™



Tester Pocket Pro+ per ORP con sensore sostituibile

Codice articolo: 9532100

EUR Prezzo: Contatti

Disponibile

Misure più accurate e affidabili.

Hach Pocket Pro e Pro+ producono risultati accurati grazie a diagnostica incorporata, batterie sostituibili e un ampio schermo LCD di facile lettura.

Affidabilità dei risultati

La diagnostica incorporata permette di decidere con maggiore accuratezza e affidabilità quando tarare o pulire il sensore

Risparmia tempo e denaro

Batterie AAA facili da sostituire e una pratica coppetta per campioni semplificano la manutenzione e le misurazioni

Facilità di utilizzo

L'ampio schermo LCD è facile da leggere e la retroilluminazione inclusa nei modelli con i sensori sostituibili permette di eseguire le misurazioni praticamente in qualsiasi ambiente

Specifiche tecniche

Accuratezza:	2 mV
Alimentazione:	4, AAA
Grado di protezione IP alloggiamento:	IP67
Intervallo di misura:	±999 mV
lingue dei manuali:	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo
Parametro:	ORP
Risoluzione:	1 mV
Temperatura di lavoro:	Da 0 a 50 °C
Volume del campione:	9 mL

Contenuto della confezione

Include: tester, 4 batterie AAA, cinghia e guida rapida di riferimento.