



Be Right™



Pacchetto applicativo di titolazione per bevande: pH, acidità totale in bevande analcoliche, birra e kombucha, singola siringa da 25 mL

Codice articolo: AP0025.AT1102

EUR Prezzo: Contatti

Spedizione entro 1 settimana

Pacchetto applicativo per la determinazione di pH e acidità totale in bevande analcoliche, birra e kombucha. Adatto per i modelli di titolatore automatico AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 della serie Titrilab AT1000.

Specifiche tecniche

Applicazione:	Food & Beverage
Parametro:	pH, acidità totale
Strumenti compatibili:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222
Tipo:	Application Pack

Contenuto della confezione

Questo pacchetto applicativo contiene una sonda pH, una chiavetta USB con applicazioni preprogrammate, becher in polipropilene, ancorette magnetiche di agitazione, tappi per flaconi, adattatore conico e una (1) siringa in vetro di alta precisione da 25 mL con anello. Lo strumento AT1000 e i reagenti sono venduti separatamente.

Accessori richiesti

- Titrilab AT1000 Titolatore Potenzimetrico, 1 Buretta (Item AT1102.98)
- Titrilab AT1000 Titolatore Potenzimetrico, 1 Buretta, 1 Pompa (Item AT1112.98)